








1

Set chirurgico base Multysystem





Set Chirurgico Base

Codice	Descrizione
FAB-0340/1D	Fresa intermedia finale Ø 2
7002431	Cricchetto dinamometrico
7077402	Fresa per svasatura Ø 4,0-4,5
7077455	Fresa finire calibrata L.15 Ø 4,0
7097401	Fresa iniziale millimetrata Ø 2,55
7097402	Fresa per svasatura Ø 5,0
7097417	Fresa finire millimetrata Ø 2,85
7101010	Adattatore manuale lungo CC
7102010	Prolunga universale lunga
7103030	Avvitatore polivalente lungo CC
7103048	Prolunga universale meccanica
7103073	Convertitore per chiave dinamometrica Quadro 3
7103074	Convertitore per chiave dinamometrica Quadro 4
7103117	Indicatore direzione Ø 2.55-2.85 - 2 pezzi
7105105	Stop di profondità L.5
7105106	Stop di profondità L.6
7105107	Stop di profondità L.7
7105108	Stop di profondità L.8
7105185	Stop di profondità L.8,5
7105109	Stop di profondità L.9
7105110	Stop di profondità L.10
7105111	Stop di profondità L.11
7105112	Stop di profondità L.11,5
7105113	Stop di profondità L.13
7105115	Stop di profondità L.15
7410100	Fresa per svasatura Ø 5,0
9090901	Estrattore monconi Ø 2,1 corto TC-R
9103030	Avvitatore polivalente lungo TC
9113047	Adattatore manuale lungo TC-N
9113147	Adattatore manuale lungo TC-R
9609000	Estrattore monconi TC-N
7103996	Box chirurgico base



Box Chirurgico Vuoto

7103996	Box chirurgico
---------	----------------

Indicazioni di utilizzo:

I box per strumenti sono sterilizzabili in autoclave a 134°C.

Set chirurgico completo Multysystem



Frese & Strumentario

Frese pilota

	Fresa centraggio	Fresa intermedia finale	Fresa Ally corta	Fresa Ally lunga
Diametro	1,8 mm	2,0 mm	2,1 mm	2,1 mm
Materiale: Acciaio Chirurgico				
Trattamento: DLC				
Lunghezza	10 mm	16 mm	12 mm	12 mm
Lunghezza totale			35 mm	45 mm
Compatibilità Impianti	tutti		MFD ALLY	
Codice	7410120	FAB-0340/1D	7410135	7410130
	Indicata per creare il punto di inserzione del sito implantare.	Indicata per forare la corticale ossea.	A finire monofasici Ally	

Frese millimetricate

	Fresa iniziale	Fresa a finire	Frese per osso compatto	
Diametro	2,55 mm	2,85 mm	3,20 mm	4,30 mm
Materiale: Acciaio Chirurgico				
Trattamento: DLC				
Lunghezza punta	17,0 mm	17,0 mm	16,0 mm	16,0 mm
Lunghezza totale	40,5 mm	40,5 mm	34,0 mm	34,0 mm
Compatibilità Impianti	tutti			
Codice	7097401	7097417	FAB-0340/4D	FAB-0340/6D
Le tacche di riferimento riportate sulle frese sono indicative. È quindi opportuno applicare gli appositi stop che determinano la corretta profondità di fresatura.				

Stop di profondità

Materiale: Acciaio Chirurgico						
Altezza stop	7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm
Compatibilità frese	Frese millimetricate da $\varnothing$ 2,55 e $\varnothing$ 2,85					
Codice	7105107	7105185	7105110	7105112	7105113	7105115
Indicazioni di utilizzo: Gli stop di profondità si possono applicare sulle frese millimetricate al fine di determinare con precisione la profondità massima di fresatura.						

Anello di bloccaggio

Conf 24 pz.

Materiale Silicone Chirurgico	
	7103032

Indicazioni di utilizzo: Stabilizza la connessione degli stop di profondità alle frese e di maschiatori, adattatori e prolunghie manuali alle chiavi di serraggio. Per mantenere gli strumenti efficienti l'anello di bloccaggio va sostituito ogni dieci sterilizzazioni effettuate.

Frese calibrate per mini impianti MFS - MFD

Diametro	2,0 mm				
Materiale: Acciaio Chirurgico					
Trattamento: DLC					
Lunghezza punta	9,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	15,0 mm	17,0 mm
Compatibilità Impianti	Mini Impianti MFS - MFD				
Codice	7062409	7062411	7062413	7062415	7062416

Fresa a finire calibrata. Lo stop presente sulle frese indica la profondità di fresaggio stabilita.

Frese calibrate

Diametro	2,0 mm										
Materiale: Acciaio Chirurgico											
Trattamento: DLC											
Lunghezza punta	5 mm	6 mm	7 mm	8,5 mm	9 mm	10 mm	11 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm	17 mm
Compatibilità impianti	tutti										
Codice	7077405	7077406	7077407	7077458	7077459	7077460	7077451	7077452	7077453	7077455	7077457

Lo stop presente sulle frese indica la profondità di fresaggio stabilita.

Frese per svasatura - Countersink

Diametro	3,6 mm	doppio calibro Ø 4,0 • Ø 4,5 mm
Materiale: Acciaio Chirurgico		
Trattamento: DLC		
Lunghezza punta	10,0 mm	16,0 mm
Compatibilità Impianti	TC 1.0 TC-R Ø 3,7-4,2	TC 1.0 TC-R Ø 4,7-5,2 2.0 TC-R Ø 4,5-5,5
Codice	7410120	7077402

Indicare per la preparazione del sito implantare al fine di agevolare il posizionamento dell'impianto a livello della cresta ossea.

	Fresa carotatrice					Fresa prelievo osso
Diametro	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	2,85 mm
Materiale: Acciaio Chirurgico						
Trattamento: DLC						
Lunghezza tagliente	14,0 mm					17,0 mm
Compatibilità Impianti	Tutti					
Codice	7105035	7105040	7105045	7105050	7105060	7470190
Sono indicate per il recupero di osso autologo.						

Diametro	3,4 mm	4,2 mm	4,7 mm
Materiale: Acciaio Chirurgico			
Compatibilità Impianti	MFS MFD Mini Impianti	TC	TC
Codice	7067111	7410110	7077410

Diametro	3,4 mm	4,2 mm	4,7 mm
Materiale: Acciaio Chirurgico			
Compatibilità Impianti	MFS MFD Mini Impianti	TC TC-N	TC TC-N
Codice	7067116	7410116	7077416

Diametro	3,2 mm	3,7 mm	4,2 mm	4,7 mm	5,2 mm	3,5 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,0 mm	5,5 mm
Materiale: Acciaio Chirurgico										
Passo filettatura	1,0 mm					2,0 mm				
Lunghezza punta	17 mm					17 mm				
Compatibilità impianti	Tutti gli impianti a passo 1.0					Tutti gli impianti a passo 2.0				
Codice	7232017	7092317	7092417	7072417	7072517	7062317	7092517	7072617	7092617	7072717

Le tacche incise sui maschiatori sono indicative della profondità di maschiatura.

Prolunghe

Materiale: Acciaio Chirurgico					
Lunghezza totale	11,5 mm	15 mm	11,5 mm	15 mm	
Compatibilità Impianti	MFD-L	Mini Impianti	TC	TC	ALLY
Codice	8062010	7062000	7102000	7102010	7062001
Si raccordano alle chiavi di serraggio, agli adattatori, ai maschiatori ed al contrangolo. Da utilizzare con convertitore 7103073					

Prolunga universale meccanica

Materiale: Acciaio Chirurgico		
Compatibilità Impianti	Mini Impianti MFD MFS	Tutti
Codice	7062048	7103048

Prolunga per basi dritte Multi-unit

Materiale: Acciaio Chirurgico		
Quadro	3 (o-ring bianco) ☉	
Compatibilità Impianti	Mini Impianti MFD MFS	TC
Codice	7102015	7103048
Si ricordano a: chiavi di serraggio, adattatori, maschiatori e contrangolo. Da utilizzare con convertitore 7103073		

Cricchetto dinamometrico a torque variabile BC1

Materiale Acciaio	
Codice	7103001

Convertitori

Materiale: Acciaio		
	per quadro 3	per quadro 4
Codice	7103073	7103074

Adattatori chiave dinamometrica

Per impianti

Materiale: Acciaio Chirurgico				
Quadro	4 (o-ring nero) 			
				TC-R
Codice	7103015*	7103014*	9103113*	9113113*
Da utilizzare con convertitore 7103074				

Per viti protesiche

Materiale: Acciaio Chirurgico			
Quadro	4 (o-ring nero) 		
	Mini • MFS-MFD	TC-N	
Compatibilità Impianti	TC		
	9103103*	9103104*	9103105*
Da utilizzare con convertitore 7103074			

Adattatori per monconi Sferici • monconi OT Equator® • basi dritte Multi Unit

Materiale: Acciaio Chirurgico			
Quadro	4 (o-ring nero) 		
Compatibilità Impianti	TC		
Codice	9103005 *	7103105 *	7103037 *
	Adattatore monconi sferici da utilizzare con convertitore 7103074	Adattatore monconi OT Equator®	Adattatore Basi Dritte Multi-Unit da utilizzare con convertitore 7103074
Si connettono alle chiavi dinamometriche per l'inserimento degli impianti e per il serraggio dei monconi protesici.			

Avvitatori manuali polivalenti

Per viti e monconi

Materiale: Acciaio Chirurgico			
Lunghezza	22,5 mm (corto)	25,5 mm (lungo)	28,5 mm (maxi)
Compatibilità Impianti	TC		
Codice	9103020	9103030	9103034
Da utilizzare con i monconi protesici Multysystem			

Per viti inclinate

Materiale: Acciaio Chirurgico		
Lunghezza	25,0 mm (lungo)	29,0 mm (maxi)
Compatibilità Impianti	TC	
Codice	SESD	MESD
Da utilizzare solo con viti torx TC		

Avvitatore Meccanico Polivalente

Materiale: Acciaio Chirurgico			
Lunghezza	20,0 mm (corto)	25,0 mm (lungo)	30 mm (maxi)
Codice	9103120	9103130	9103134
Da utilizzare con i monconi protesici Multysystem			

Manico convertitore lungo per avvitatore polivalente meccanico

Materiale: Acciaio Chirurgico	
Codice	7103036
Da utilizzare con i monconi protesici Multysystem	

Avvitatore per monconi sferici

Materiale: Acciaio Chirurgico	
Compatibilità Impianti	TC
Codice	9610110
Da utilizzare con i monconi sferici	

Avvitatore per basi dritte multi-unit

Materiale: Acciaio Chirurgico	
Codice	7103029
Utilizzare con basi dritte Multi Unit	

Avvitatore per monconi OT equator

Materiale: Acciaio Chirurgico	
Codice	7610113
Utilizzare con monconi OT Equator	

Indicatore di direzione

Materiale: Titanio		
Diametro	2,00 mm – 2,55 mm	2,55 mm – 2,85 mm
Compatibilità impianti	MFS • MFD	TC
Codice	7063117	7103117
Si usa per verificare il corretto allineamento degli impianti nella fase di preparazione del sito implantare		

Prolunga meccanica per frese

Materiale: Titanio	
Codice	7103070
Agevola l'accessibilità delle frese in presenza di denti naturali adiacenti al sito implantare	

Misuratore millimetrato alveolo/corticale

Materiale: Titanio	
Codice	7109901
Consente la verifica della profondità di fresatura	

Pinzetta in titanio

Materiale: Titanio	
Codice	7103050
Si utilizza per evitare la contaminazione di strumenti chirurgici sterili	

Rapportatore di magnificazione

Conf 2 pz.

	7064000	7104000
	Per impianti monofasici. Si utilizza sovrapposto all'ortopantomografia durante la progettazione pre-chirurgica.	Per impianti bifasici. Si utilizza sovrapposto all'ortopantomografia durante la progettazione pre-chirurgica.

Set Chirurgico Completo

Codice	Descrizione
LD	Fresa lanceolata Ø 2
FAB-0340/1D	Fresa intermedia finale Ø 2
7002431	Cricchetto dinamometrico
7410100	Fresa per svasatura Ø 3,6
7077402	Fresa per svasatura Ø 4,0-4,5
7097402	Fresa per svasatura Ø 5,0
7077405	Fresa finire calibrata L.5 Ø 4,0
7077406	Fresa finire calibrata L.6 Ø 4,0
7077407	Fresa finire calibrata L.7 Ø 4,0
7077458	Fresa finire calibrata L.8,5 Ø 4,0
7077459	Fresa finire calibrata L.9 Ø 4,0
7077460	Fresa finire calibrata L.10 Ø 4,0
7077451	Fresa finire calibrata L.11 Ø 4,0
7077452	Fresa finire calibrata L.11,5 Ø 4,0
7077453	Fresa finire calibrata L.13 Ø 4,0
7077455	Fresa finire calibrata L.15 Ø 4,0
7097401	Fresa iniziale millimetrata Ø 2,55
7097417	Fresa finire millimetrata Ø 2,85
7101010	Adattatore manuale lungo CC
7102010	Prolunga universale lunga
7103030	Avvitatore polivalente lungo CC
7103047	Adattatore meccanico Impianti CC
7103048	Prolunga universale meccanica
7103070	Prolunga per frese meccanica
7103073	Convertitore per chiave dinamometrica Quadro 3
7103074	Convertitore per chiave dinamometrica Quadro 4
7103117	Indicatore direzione Ø 2.55-2.85 - 3 pezzi
7105105	Stop di profondità L.5
7105106	Stop di profondità L.6
7105107	Stop di profondità L.7
7105108	Stop di profondità L.8
7105185	Stop di profondità L.8,5
7105109	Stop di profondità L.9
7105110	Stop di profondità L.10
7105111	Stop di profondità L.11
7105112	Stop di profondità L.11,5
7105113	Stop di profondità L.13
7105115	Stop di profondità L.15
7109901	Misuratore alveolo / corticale
7410110	Bisturi circolare meccanico Ø 4,2
9090901	Estrattore monconi Ø 2,1 corto TC-R
9103030	Avvitatore polivalente lungo TC
9103047	Adattatore meccanico Impianti TC-N
9103147	Adattatore meccanico Impianti TC-R
9113047	Adattatore manuale lungo TC-N
9113147	Adattatore manuale lungo TC-R
9609000	Estrattore monconi TC-N
7103995	Box chirurgico

Box Chirurgico Vuoto

7103995	Box chirurgico
---------	----------------

Indicazioni di utilizzo:

I box per strumenti sono sterilizzabili in autoclave a 134°C.

Set chirurgico monofasici



Set chirurgico impianti monofasici

Mini MFD • Mini MFS • MFD • MFD-L • MFS

Codice	Descrizione
LD	Fresa lanceolata $\varnothing$ 2
FAB-0340/1D	Fresa intermedia finale $\varnothing$ 2
7002431	Cricchetto dinamometrico
7062000	Prolunga manuale mini
7062001	Prolunga monofasico Ally
7062048	Prolunga meccanica mini
7062409	Fresa a finire calibrata L.9 $\varnothing$ 2.0
7062411	Fresa a finire calibrata L.11 $\varnothing$ 2.0
7062413	Fresa a finire calibrata L.13 $\varnothing$ 2.0
7062415	Fresa a finire calibrata L.15 $\varnothing$ 2.0
7062416	Fresa a finire calibrata L.17 $\varnothing$ 2.0
7077455	Fresa a finire calibrata L15 $\varnothing$ 4,0
7097401	Fresa iniziale millimetrata $\varnothing$ 2,55
7097417	Fresa finire millimetrata $\varnothing$ 2,85
7102010	Prolunga manuale universale
7103048	Prolunga meccanica universale
7103073	Convertitore per chiave dinamometrica Quadro 3
7410130	Fresa finire Ally $\varnothing$ 2,1
8062010	Prolunga per impianti MFD-L
7063999	Box Mini

Box Chirurgico Vuoto

7063999 Box chirurgico

Indicazioni di utilizzo:

I box per strumenti sono sterilizzabili in autoclave a 134°C.