

Widener

Organizzatore Widener

strumenti non inclusi 30545

PPSU

SI

Organizzatore in grado di contenere in modo razionale gli espansori e lo strumentario di movimentazione. Le serigrafie consentono di individuare con immediatezza il widener e gli strumenti da utilizzare.




Widener

Nr.	Ø foro guida	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	Ø apicale	L. 8	L. 9	L. 10	L. 11	L. 12	L. 13-15
1 15702	2.0	2.20	2.25	2.30	2.35	2.45	2.50
2 15703	2.5	2.60	2.65	2.70	2.75	2.85	2.90
3 15704	2.8	2.95	3.00	3.10	3.15	3.25	3.30
4 15705	3.0	3.15	3.20	3.30	3.35	3.45	3.50
5 15706	3.5	3.60	3.70	3.75	3.85	3.90	4.00
6 15707	4.0	4.15	4.20	4.30	4.35	4.45	4.50

Ti

Permettono di ampliare gradualmente la cresta, espandendo l'osso disponibile e riducendo il trauma operatorio, incrementando il volume osseo trasverso in presenza di creste edentule sottili con altezza adeguata.



Prolunga per inserti

21126

o-ring conf 3 pz 21144

Inox

SI

Permette di utilizzare i widener nelle zone meno agevoli o fra due elementi dentali.

