

# Chirurgia guidata

Chirurgia implantare guidata semplice e veloce

- Un set per tutti i tipi di impianti e connessioni
- Pochi passaggi fresa per eseguire la procedura di chirurgia guidata secondo i protocolli Multysystem
- Guida chirurgica con boccole in acciaio per ottenere il massimo della precisione

## Set Chirurgico Completo

| Codice  | Descrizione                                             |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 7002431 | Cricchetto dinamometrico                                |
| 4023085 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.3 per impianti L 8.5        |
| 4023090 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.3 per impianti L 9          |
| 4023100 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.3 per impianti L 10         |
| 4023110 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.3 per impianti L 11         |
| 4023115 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.3 per impianti L 11.5       |
| 4023130 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.3 per impianti L 13         |
| 4023150 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.3 per impianti L 15         |
| 4029085 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.9 per impianti L 8.5        |
| 4029090 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.9 per impianti L 9          |
| 4029100 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.9 per impianti L 10         |
| 4029110 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.9 per impianti L 11         |
| 4029115 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.9 per impianti L 11.5       |
| 4029130 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.9 per impianti L 13         |
| 4029150 | Fresa chirurgia guidata Ø 2.9 per impianti L 15         |
| 4038085 | Fresa chirurgia guidata Ø 3.8 per impianti L 8.5        |
| 4038090 | Fresa chirurgia guidata Ø 3.8 per impianti L 9          |
| 4038100 | Fresa chirurgia guidata Ø 3.8 per impianti L 10         |
| 4038110 | Fresa chirurgia guidata Ø 3.8 per impianti L 11         |
| 4038115 | Fresa chirurgia guidata Ø 3.8 per impianti L 11,5       |
| 4038130 | Fresa chirurgia guidata Ø 3.8 per impianti L 13         |
| 4038150 | Fresa chirurgia guidata Ø 3.8 per impianti L 15         |
| 4070010 | Anello di riduzione 1 chirurgia guidata                 |
| 4070015 | Anello di riduzione 1,5 chirurgia guidata               |
| 4071098 | Estrattore mounter ø1,8TC-R/CC                          |
| 9609000 | Estrattore mounter ø 1,5 TC-N                           |
| 4071110 | Mounter impianti TC-R - <b>4 pezzi</b>                  |
| 4071111 | Mounter impianti TC-N - <b>2 pezzi</b>                  |
| 4071200 | Bite gauge millimetrato                                 |
| 4074100 | Fresa lancia-svasata per chirurgia guidata              |
| 4074110 | Bisturi circolare per chirurgia guidata                 |
| 4074200 | Fresa pin fissaggio per chirurgia guidata               |
| 4074201 | Pin fissa mascherina guidata - <b>4 pezzi</b>           |
| 65358   | Fresa bone level                                        |
| 7102010 | Prolunga universale lunga                               |
| 7103048 | Prolunga universale meccanica                           |
| 7103073 | Convertitore per chiave dinamometrica Quadro 3          |
| 7677403 | Fresa alloggiamento basi diritte MU                     |
| 7677404 | Fresa allogg. Basi angolate MU                          |
| 7677405 | Vite guida frese alloggiamento basi MU - <b>2 pezzi</b> |
| 9103030 | Avvitatore polivalente TC                               |
| 7103029 | Avvitatore per basi diritte MU                          |
| 7671033 | Digitale trasportatore basi angolate MU                 |
| 4010000 | Box chirurgia guidata                                   |

## Box Chirurgico Vuoto

|         |                |
|---------|----------------|
| 4010000 | Box chirurgico |
|---------|----------------|

Indicazioni di utilizzo:

I box per strumenti sono sterilizzabili in autoclave a 134°C.

